


UNSERE MUNDAKTIVATOREN

DIE ERSTEN KIEFER-STOSSDÄMPFER



- Entdecken Sie unsere komplette Auswahl an Mundaktivatoren
- Patentierte und hergestellt aus 100 % medizinischem Silikon (Silicemed)
- Eine ganzheitliche Wirkung für Ihr Wohlbefinden und Ihre posturale Gesundheit:

- Verhindert kieferorthopädische Fehlentwicklungen
- Lindert Migräne
- Reduziert Schnarchen
- Verringert Schlafapnoe
- Begrenzt Bruxismus
- Korrigiert Schluck- und Sprechstörungen
- Trainiert oro-faziale Funktionen neu
- Steigert die körperliche Leistungsfähigkeit
- Rebalanciert die Körperhaltung

UNSERE
MUNDAKTIVATOREN



UNIVERSELLE

HALTUNGSAKTIVATOREN

1. Mundaktivator: Aktive orale Rehabilitation

Warum sollten Sie zahnärztliche Aktivatoren traditionellen Zahnschienen vorziehen?

■ Traditionelle Zahnschienen sind **passive Geräte:**

- ⊕ Sie schützen die Zähne vor Abrieb (Bruxismus)
- ⊖ Sie schützen die Gelenke nicht
- ⊖ Sie korrigieren nicht die neuromuskulären Ursachen von Kiefer- und Haltungstörungen

■ **Aktive Zahnschienen** KINEPOD & TEDOP sind als echte funktionelle Rehabilitationswerkzeuge konzipiert.

☞ Sie wirken aktiv auf:


- ⊕ **Orofaciale Muskeln** (Kiefer, Zunge, Mundboden)
- ⊕ **Kiefergelenke** (TMG)
- ⊕ **Kopfhaltung und kraniozervikale Achse**
- ⊕ **Das globale Haltungssystem über absteigende Ketten**
- ⊕ **Zahnspangenbehandlungen**

☞ Sie bieten:

- ⊕ **Progressive Muskeltonisierung** zur Förderung der funktionellen Rehabilitation
- ⊕ **Eine dämpfende Wirkung**, die sowohl Zähne als auch Gelenke schützt
- ⊕ **Gezielte propriozeptive Stimulation**, die die Körperhaltung verbessert und dadurch die körperliche Leistungsfähigkeit steigert (vorteilhaft für Spitzensportler)

☞ Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Vorbeugung funktioneller kieferorthopädischer Störungen bei **Kindern**.

☞ Sie bestehen aus **medizinischem Silikon der Marke**, Silicemed™.



UNSERE MUNDAKTIVATOREN SCHÜTZEN UND KORRIGIEREN

Funktionelle präventive Kieferorthopädie (für Kinder)

Schmerzhafte Kiefergelenke,
CMD, Knacken, Blockierungen

Schlafapnoe und
Schnarchen

Kopf-, Nacken-,
Schulter- und obere
Rückenschmerzen

Nächtlicher oder tagsüber
auftretender Bruxismus

Vorbeugung von
Wirbelsäulendeformitäten
(Kyphose, Skoliose)

Störungen beim Schlucken
und Sprechen, atypische
Saugmuster und niedrige
Zungenlage

Für eine verbesserte körperliche
Leistungsfähigkeit

Klinische Indikationen und therapeutische Vorteile

UNSERE MUNDAKTIVATOREN

BRINGEN DIE KÖRPERHALTUNG INS GLEICHGEWICHT

DIE KIEFER WERDEN
TÄGLICH ETWA 10
000 MAL BENUTZT ...



- ...UND BEI 80 % DER MENSCHEN SIND SIE NICHT RICHTIG AUSBALANCIERT.
- DIESES UNGLEICHGEWICHT FÜHRT ZU ASYMMETRISCHEN SPANNUNGEN IN DER KOPF- UND NACKENMUSKULATUR UND VERURSACHT NACHGESCHALTETE HALTUNGSSTÖRUNGEN.
- DAS AKTIVE ORALE GERÄT BRINGT DEN KIEFER WIEDER INS GLEICHGEWICHT, VERBESSERT DIE KOPFHALTUNG UND STIMULIERT DIE GESAMTE MUSKELKETTE DES KÖRPERS.



OKAY, ABER WAS BRINGT
MIR DAS IM ALLTAG?



WAS GENAU HABE ICH DAVON,
WENN MEINE KÖRPERHAL-
TUNG AUSGEGLICHEN IST?

LINDERN SIE IHRE SCHMERZEN UND
BEWEGEN SIE SICH IN RICHTUNG
EINES BESSEREN WOHLBEFINDENS!




RÜCKENSCHMERZEN
82 %*

KNIESCHMERZEN
47 %*

MIGRÄNE
NACKENSCHMERZEN
91 %*

HÜFTSCHMERZEN
69 %*


FUßSCHMERZEN
38 %*



*Prozentuale Schmerzlinderung nach Bereich
(Daten basierend auf Patienten der OPS-Klinik)

UNSERE MUNDAKTIVATOREN


EINE PRÄVENTIVE LÖSUNG FÜR UNSERE KINDER




OKAY, ICH VERSTEHE,
DASS AKTIVE SCHIENEN

- DIE ZÄHNE UND GELENKE SCHÜTZEN,
- DIE KÖRPERHALTUNG AUSBALANCIEREN,
- SCHMERZEN REDUZIEREN,
- DIE KÖRPERLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT VERBESSERN.

ABER MEIN 3-JÄHRIGER SOHN LUTSCHT
IMMER NOCH AM SCHNULLER, UND DAS
VERFORMT SEINEN GAUMEN... ICH KANN
DOCH NICHT EINFACH WARTEN, BIS ER ÄLTER
IST, UM ETWAS ZU TUN!?



Verformter
Gaumen



Normaler
Gaumen



GENAU, DESHALB HABEN WIR DEN AKTIVEN MUNDSCHNULLER ALS ERSATZ FÜR
DEN HERKÖMLICHEN SCHNULLER ENTWICKELT.


ER SPIELT EINE WICHTIGE ROLLE BEI DER VORBEUGUNG VON
KIEFERORTHOPÄDISCHEN PROBLEMEN BEI KINDERN IM ALTER VON 2 BIS 5
JAHREN.

ZUDEM UNTERSTÜTZT ER DIE KORREKTUR VON GAUMENVERFORMUNGEN.


UND WAS IST MIT MEINER 8-JÄHRIGEN
TOCHTER? IHRE ZÄHNE SIND SCHIEF
GEWACHSEN... GIBT ES DAFÜR EINE LÖSUNG?

JA, NATÜRLICH! UNSERE AKTIVEN
ORALEN SCHIENEN SIND ÄUSSERST
EFFEKTIV BEI KIEFERORTHOPÄDISCHEN
BEHANDLUNGEN – SOWOHL FÜR KINDER
ALS AUCH FÜR ERWACHSENE.

VORHER



NACHHER



KOMMEN SIE MIT, ICH ZEIGE IHNEN UNSERE
VERSCHIEDENEN MODELLE UND ERKLÄRE, WIE
MAN SIE RICHTIG AUSWÄHLT.

AKTIVE SCHIENENSERIEN EINE KONTINUIERLICH WEITERENTWICKELTE LÖSUNG

- Die Auswahl der Schiene **hängt zunächst vom Rehabilitationsbedarf ab** – „Nacht oder Tag“.
- Alle Serien besitzen gemischte Rehabilitationseigenschaften für Tag und Nacht, haben jedoch jeweils ihre bevorzugte Anwendung.
 - ☞ **KINEPOD** - Die aktiven oralen Orthesen von KINEPOD sind besonders komfortabel bei nächtlichem Zähneknirschen (Bruxismus).
 - ☞ **TEDOP** - Mundaktivatoren sind dynamischer und für die funktionelle Rehabilitation des Kiefer-Gesichts-Bereichs angezeigt.
- Wenn eine **gemischte Rehabilitation** (Tag und Nacht) erforderlich ist, kann die Behandlung **über mehrere Serien hinweg fortgesetzt werden**.

Für eine schrittweise und nachhaltige Rehabilitation

- DIE REHABILITATIONSÜBUNGEN (VERTIKALES, SEITLICHES UND FRONTALES KAUFEN) SOLLTEN SANFT DURCHFÜHRT WERDEN. STARKES KAUFEN KANN DIE KIEFER REIZEN UND DIE SCHIENEN BESCHÄDIGEN.



- Für eine **schrittweise Rehabilitation** wird empfohlen, zunächst **2-3 Monate mit einer aktiven Schiene** (KINEPOD Junior oder Adult) zu beginnen und anschließend auf ein **dauerhafteres Modell** (TEDOP oder TEDOP+) umzusteigen.


KAUÜBUNGEN

Zu Beginn

- ⊕ 3-4 Minuten täglich


Schrittweise Steigerung

- ⊕ 5-20 Minuten täglich




UNSERE MUNDAKTIVATOREN

SO WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE MODELL AUS



Junior-Schiene oder TEDOP



Erwachsenenschiene oder TEDOP+

Modell	Aktiver Mundschnuller	Aktive Junior-Orthese	Aktive orale Orthese	Mundaktivator	Mundaktivator +
Marke	KINEPOD			TEDOP	
Fotos					
Alter	Alter 2 bis 5 Jahre	Alter 5 bis 13 Jahre oder für Erwachsene (lunterer Eckzahnbogen < 3cm, Maximalgrenze 3,5cm)	Ab 14 Jahren oder für Kinder (Eckzahnbogen ≥ 3cm)	Alter 5 bis 13 Jahre oder für Erwachsene (unterer Eckzahnbogen < 3cm, Maximalgrenze 3,5cm)	Ab 14 Jahren oder für Kinder (Eckzahnbogen ≥ 3cm)
Nächtliches Tragen (Bruxismus)	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆
Tägliches Tragen (Übungen)	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★
Flexibilität	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★
Widerstand (für Muskeltraining und Bruxismus)	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Breite	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Volumen / Platzbedarf	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Atemeinschränkung	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Funktionelle Beweglichkeit	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★
Material	Hergestellt aus medizinischem Silikon der Marke „Silicemed“				



Es ist möglich, zwischen zwei Arten von Orthesen abzuwechseln – zum Beispiel eine weiche Orthese für die nächtliche Anwendung und einen festeren Aktivator für die Übungen am Tag.


WARUM

REHABILITATIONSPAKETE?

WIR HABEN DIESE PAKETE ENTWICKELT, UM EINEN UMFASSENDEN ANSATZ ZU BIETEN, DA DIE STÖRUNGEN OFT KOMBINIERT AUFTRETEN. LASSEN SIE MICH ERKLÄREN...

WENN SIE PROBLEME MIT DEM KIEFER, DEN AUGEN ODER DEM INNENOHHR HABEN...

WAS SIND IHRE REHABILITATIONSPAKETE?
UND WOZU DIENEN SIE?



...FÜHRT DIES ZU EINEM UNGLEICHGEWICHT IM OBERKÖRPER, IN EINER ABSTEIGENDEN KETTE. IHR KÖRPER NEIGT DANN DAZU, SICH ZU EINER SEITE ZU LEHNEN ODER ZU VERDREHEN.




UND WENN SIE ZUSÄTZLICH PROBLEME MIT DEN FÜßEN HABEN, DIE EIN UNGLEICHGEWICHT VON UNTEN IN EINER AUFSTIEGENDEN KETTE ERZEUGEN...




KÖNNEN ZWEI SITUATIONEN ENTSTEHEN:

ENTWEDER KOMPENSIERT IHR KÖRPER, UND IN DIESEM FALL VERDREHEN SIE SICH – EIN BISSCHEN WIE BEIM AUSWRINGEN EINES HANDTUCHS!




ODER ER KOMPENSIERT NICHT – DANN KANN IHRE GESAMTE HALTUNG AUS DER AXHSE GERATEN, WIE EIN TURM AUS UMFALLENDEN BAUKLÖTZEN!



DER ZWECK DIESER PAKETE IST ES, DEN GESAMTEN KÖRPER ZU KORRIGIEREN, DAMIT SIE IHR EIGENES GLEICHGEWICHT WIEDERERLANGEN KÖNNEN.


HA!
HA!
HA!



AH, ABER EIGENTLICH... ICH BIN JA EIN RICHTIGES LAPPENWESEN! ICH WILL NICHT ZU EINEM KLEINEN WISCHHOFF WERDEN – ICH BIN DABEI, DAS PAKET IST GENAU DAS RICHTIGE FÜR MICH!

LÖSUNGEN, JA... UND

FÜR WEN SIND SIE GEDACHT?




KINDER

- ☞ Prävention (idealerweise ab 5–6 Jahren)
- ☞ Rehabilitation

SPORTLER

- ☞ Prävention
- ☞ Rehabilitation
- ☞ Leistungssteigerung



ERWACHSENE & SENIOREN

- ☞ Prävention
- ☞ Rehabilitation



MÖCHTEN SIE BESSER VERSTEHEN WAS IHRE ANALYSE ERGIBT?



SCANNEN SIE DIESEN QR-CODE
FÜR DETAILIERTE ERKLÄRUNGEN!



Finden Sie die nächste
OPS-Klinik!

OPS-CLINIC.COM